



INPROZESS BALLONTESTER 801

Das Testgerät, der **Inprozess Ballontester**, findet seine Anwendung in erster Linie bei der Inprozessprüfung von Ballonen. Nach dem Ballon-Formprozess wird der Ballon einseitig am Testgerät angeschlossen und auf der Gegenseite mit einer Klemme geschlossen. Wird nun der Ballon mit Druck beaufschlagt, kann dieser visuell geprüft oder vermessen werden.



Ausblasstation



Fusspedal



Technische Spezifikation

- Schlauchkupplung mit Klemmrings
- Durchmesser \varnothing 0.5–2.5 mm
- Druckregler
- für Druckbereich 1–10 bar
- Integrierte Druckanzeige
- Fusspedal zum Ein/Ausschalten des Drucks
- Dimensionen 100x100 mm
- Gewicht 0.7 kg

BW-TEC AG

HOFSTRASSE 1
CH-8181 HÖRI
SCHWEIZ
TEL +41 44 863 70 70
FAX +41 44 863 70 79
www.bwtec.com